

## **Kurzanleitung für den JiveX Bildbetrachter auf der Patienten-CD**

Nach dem Einlegen der CD sollte das Programm unter Windows von selbst starten. Ansonsten muss es manuell von der CD gestartet werden.

In dem Auswahlfenster bitte nicht "Schnelle Ansicht" sondern "Bildbearbeitung" wählen, sonst werden nur jpeg-Bilder mit geringer Auflösung in den Webbrowser geladen, die nicht weiter bearbeitet werden können.

Wenn das Programm gestartet ist, befindet sich auf der linken Seite eine Liste der Serien, die mit Doppelklick oder mit den Schaltflächen unten links in den Betrachter geladen werden. Dabei kann man oben über den Menüpunkt "Ansicht" einen Vergleichsmodus aktivieren, mit dem 2 Serien parallel betrachtet werden können.

Die Bildeinteilung des Betrachters lässt sich unten rechts mit der Schaltfläche "Bildmatrix" verändern. Dazu muss oben rechts die Tabulatortaste mit dem Hammer (Allgemeine Funktionen) angewählt sein. Doppelklick auf ein Bild schaltet in den Vollbildmodus, so dass Monitorauflösung optimal genutzt werden kann.

Durch die Serie scrollen kann man entweder mit dem Mousrad oder durch Festhalten der rechten Maustaste und Auf- und Abbewegen der Maus. Vergrößern und Verkleinern geht ebenfalls mit dem Mousrad, indem man es bei der Betätigung gedrückt hält.

Festhalten der linken Maustaste und Auf/Ab und Re./Li. -Bewegung der Maus dient zum Einstellen der Fensterlage und -breite.

Das Bild verschieben kann man durch Festhalten der mittleren Maustaste (Rad) und Bewegen der Maus.

Fenstern und Zoomen geht auch über die Schaltflächen rechts unter Allgemeine Funktionen (Hammer-Tab).

Mit Mausclick rechts erscheint ein Menu, mit dem einige Einstellungen getätigt werden können. Außerdem gibt es eine kontextsensitive Hilfe. Wenn man mit dem Mauszeiger über die Schaltflächen fährt ohne zu klicken, wird die jeweilige Funktion angezeigt.